

clin surface® 7.5

Schnelldesinfektionsmittel zur Flächendesinfektion im Klinikbereich. Gebrauchsfertige Lösung.

Art.-Nr. 5.20125

Anwendungsbereich

Gebrauchsfertige Lösung zur chemischen Desinfektion von Oberflächen, Apparaten, Instrumenten sowie Einrichtungsgegenstände in der pharmazeutischen Industrie, Klinik und Arztpraxen und in sozialen Einrichtungen. Beseitigt innerhalb von Minuten zuverlässig Keime.

- bakterizid und fungizid
- absolut praktisch und einfache Handhabung
- ohne Chlor und Aldehyd
- gebrauchsfertige Lösung 7,5%
- kein Gefahrstoff gemäß Gefahrstoffverordnung

entspricht den Anforderungen der EU-Lebensmittelhygiene-Verordnung Nr. 852/2004.

Anwendung

Aufsprühen - Einwirkzeit beachten - Abspülen - Fertig
Die behandelten Flächen mit Trinkwasser abspülen.

VAH Flächendesinfektion bei erhöhter Belastung : 7,5% Einwirkzeit 1 min; 5,0% 5 min

Vacciniavirus: mit Belastung 7,5% 1 min; 3,0% 15 min; ohne Belastung 1,0% 15 min;

Murine Norovirus: geringe Belastung 6,0% 30 min

BVDV Bovine viral diarrhea virus: Inaktivierung 7,5% 1 min; 0,5% 15 min

baua Reg.-Nr.: N-52098

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Größe / Art.-Nr.

0,5 kg = 5.20125.05

1 kg = 5.20125.1

10 kg = 5.20125.10

30 kg = 5.20125.30

Eine Gewährleistung können wir aufgrund der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsweise nicht übernehmen.